

### 参加施設

ID	Class I	Class II
19D006	SBT+SSO	SBT+SSO
19D007	SBT	SBT
19D009	SBT+SSO+SSP	SBT+SSO+SSP
19D010	SBT+SSO	SBT+SSO
19D014		SSO+SSCP
19D015	SBT+SSO	SBT+SSO+RFLP
19D016	SBT	SBT
19D017	SBT+SSO	SBT+SSO
19D024		SSP+SBT
19D027		SSO+RFLP
19D037	SBT+SSO	SBT+SSO
19D046		SSO+RFLP
19D051		SBT

### 解析方法（単位：施設）

SBT		RFLP		SSCP		RSCA	
クラスI	クラスII	クラスI	クラスII	クラスI	クラスII	クラスI	クラスII
8	10	0	3	0	1	0	0

### SBT法

#### 使用したキット（単位：施設）

AlleleSEQR (Atria, Abbott)	8
SeCore (DYNAL)	1
自家製	2

### RFLP法

#### 使用したキット（単位：施設）

自家製	3
-----	---

SBT結果 (記入は送付データのまま)

**A**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D006	A*2402/05/09/+	-	A*0101/02/04/+	-	A*2402/05/09/+	-	A*1101/03/07/+	A*2901/04/06/+	A*2402/05/09/+	-	A*1101/03/07/+	A*2410
19D007	A*24020101	-	A*01010101	-	A*24020101	-	A*1101/21	A*290101	A*24020101	-	A*1101/04	A*2403/10
19D009	*240201	-	*010101	-	*240201	-	*110101	*290101	*240201	-		
19D010	A*24020101	-	A*010101	-	A*24020101	-	A*110101	A*29010101	undf	undf	A*110101	A*240301
19D015	240201	-	010101	-	240201	-	110101	290101	2402/11N/40N	-	1101/04	2403/10/33
19D016	A*240201	-	A*010101	-	A*240201	-	A*110101	A*290101	A*240201	-	A*1101/04	A*2403/10
19D017	240201	-	010101	-	240201	-	110101	290101		-		
19D037	A*240201		A*010101		A*240201		A*1101/21	A*2901	undf	undf	undf	undf

**B**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D006	B*1513	B*4801	B*4101	-	B*1513	B*4801	B*0705/06	B*4002	B*1513	B*4801	B*1502/9501	B*5502/5601
19D007	B*1513	B*4801	B*4101	-	B*1513	B*4801	B*0705/06	B*400201	B*1513	B*4801	B*1502	B*5502
19D009	*1513	*4801	*4101	--	*1513	*4801	*070501/06	*400201	*1513	*4801	*1502	*550201
19D010	B*1513	B*4801	B*4101	--	B*1513	B*4801	B*0705/06	B*400201	B*1513	B*4801	B*1502	B*5502
19D015	1513	4801	4101	--	1513	4801	0705/06	4002	1513	4801	1502	5502
19D016	B*1513	B*4801	B*4101	-	B*1513	B*4801	B*0705/06	B*400201	undf	-	undf	-
19D017	1513	4801	4101	-	1513	4801	0705/06	400201		-		
19D037	B*1513	B*4801	B*4101	-	B*1513	B*4801	B*0705/06	B*400201	undf	undf	undf	undf

**C**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D006	Cw*0801	-	Cw*1701/02/03	-	Cw*0801	-	Cw*1502/05/13	-	Cw*0801	-	Cw*0801	Cw*1203
19D007	Cw*080101	-	Cw*1701/02/03	-	Cw*080101	-	Cw*1502/05	Cw*1505/13	Cw*080101	-	Cw*080101	Cw*120301
19D009	*080101	-	*1701/02/03	*1701/02/03	*080101	-	*150201/13	*150501/0502/0503	*080101	-	*080101	*120301
19D010	Cw*080101	-	Cw*1701/02/03	--	Cw*080101	-	Cw*150201	Cw*1505	undf	undf	Cw*080101	Cw*120301
19D015	080101	-	1701/02/03	--	080101	-	150201	1505	080101	-	080101	120301
19D016	Cw*050101	-	Cw*1701/02/03	--	Cw*080101	-	Cw*150201	Cw*1505	Cw*080101	-	undf	-
19D017	080101	-	1701/02/03	--	080101	-	150201			-		
19D037	Cw*080101	-	Cw*1701/02/03	--	Cw*080101	-	undf	undf	undf	undf	undf	undf

**DRB1**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D006	DRB1*1201/02	DRB1*1502/15	DRB1*1101	-	DRB1*1201/02	DRB1*1502/15	DRB1*1001	DRB1*1106	DRB1*1201/02	DRB1*1502/15	DRB1*1405/45	DRB1*1501/05
19D007	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*1101/30	-	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*100101	DRB1*110601	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*1405/45	DRB1*1501/05
19D009	*120201	*150201/19	*110101/0106/30	*110101/0106/30	*120201	*150201/19	*100101	*110601	*120201	*150201/19	140501	150101
19D010	DRB1*120201	DRB1*150201	DRB1*110101	-	DRB1*120201	DRB1*150201	DRB1*100101	DRB1*110601	DRB1*120201	DRB1*150201	DRB1*140501	DRB1*150101
19D015	1201/02/06/+	1502/15	1101/30	-	1201/02/06/+	1502/15	1001	1104/06	1201/02/06/+	1502/15	1405/45	1501/05
19D016	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*1101/03	-	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*100101	DRB1*110601	DRB1*1201/02/06/+	DRB1*1502/15	DRB1*1405/45	DRB1*1501/05
19D017	1201/02/06/+	1502/15	1101/30	-	1201/02/06/+	1502/15	100101	110601	1201/02/06/+	1502/15		
19D024				-					*1202	*1502	*1405	*1501
19D037	DRB1*1201/06/10	DRB1*1515	DRB1*110101	-	DRB1*1201/06/10	DRB1*1515	DRB1*100101	DRB1*110601	DRB1*1201/06/10	DRB1*1515	DRB1*1405/45	DRB1*1501/05
19D051	*1502/19	*1202	*1101	-	*1502/19	*1202	*1106	*1001	*1502/19	*1202	*1501	*1405

**DQB1**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D009	*030101	*050201	*030101	--	*030101	*050201	*030101	*050101	*030101	*050201	050301	060101
19D010	DQB1*030101	DQB1*050201	DQB1*030101	--	DQB1*030101	DQB1*050201	DQB1*030101	DQB1*050101	undf	undf	undf	undf

**DPB1**

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D006	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*1001	--	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*0201	--	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*0501	--
19D009	*0501	*1401	*1001	--	*0501	*1401	*020102	--	*0501	*1401	*0501	--
19D010	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*1001	--	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*020102	--	DPB1*0501	DPB1*1401	DPB1*0501	--

RFLP結果 (記入は送付データのまま)

DRB1

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D027	*1202	*1502	*1101	-	*1202	*1502	*1001	*1103/04	*1202	*1502	*1405	*1501
19D046	1502/08/11/+	未実施	1101/27/37/+	-	1502/08/11/+	未実施	未実施	未実施	1502/08/11/+	未実施	1405/23/37/+	未実施

DQB1

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D015	*0301	*0502	*0301	-	*0301	*0502	*0301	*0501	*0301	*0502	*0503	*0601
19D046	0502	0301/09	0301/09	-	0502	0301/09	0501	0301/09	未実施	未実施	未実施	未実施

DQA1

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D015	*0101/02/04/+	*0601	*0501/03/05	-	*0101/02/04/+	*0601	*0101/02/04/+	*0501/03/05	*0101/02/04/+	*0601	*0101/02/04/+	-

SSCP結果 (記入は送付データのまま)

DRB1

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D014	DRB1*1502	DRB1*1202	DRB1*1101	-	DRB1*1502	DRB1*1202	DRB1*1106	-	DRB1*1501/02	DRB1*1202	DRB1*1501/02	DRB1*1405

DRB3/4/5

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D014	DRB3*0301	DRB5*0101	DRB3*0202	-	DRB3*0301	DRB5*0101	DRB3*0202	-	DRB3*0301	DRB5*0101	DRB3*0202	DRB5*0101

DQB1

ID	H1901		H1902		H1903		H1904		H1905		H1906	
19D014	-	DQB1*0502	-	-	-	DQB1*0502	-	-	-	DQB1*0502	DQB1*0601	DQB1*0503